

Curățarea și întreținerea pielii sintetice

Manual de utilizare

RUCK® curățarea și întreținerea pielii sintetice curăță și întreține toate tapițeriile pentru scaune confecționate din piele sintetică, și prin aceasta contribuie în mod esențial la păstrarea pe termen lung în bune condiții a scaunelor de tratament stomatologic și a altor suprafețe acoperite cu piele sintetică. Prin utilizarea RUCK® curățarea și întreținerea pielii sintetice împreună cu buretele special conținut în set, chiar și murdăria greu de curățat, petele sau modificările de culoare, datorate de exemplu coloranților nefixați din îmbrăcăminte, se îndepărtează repede și până în adâncimea porilor. RUCK® curățarea și întreținerea pielii sintetice întreține și curăță eficient și fără reziduuri, furnizând un luciu mătăsos.

Compoziție:

RUCK® curățarea și întreținerea pielii sintetice conține un amestec de surfactanți speciali, compuși cu silicon și componente pentru întreținere pe bază de ulei de avocado.

Utilizare:

RUCK® curățarea și întreținerea pielii sintetice se utilizează nediluat. Se pulverizează RUCK® curățarea și întreținerea pielii sintetice pe zonele care trebuie să fie curățate și se șterge imediat cu o cârpă; pentru o curățare mai intensă se freacă cu RUCK® curățarea și întreținerea pielii sintetice, utilizând buretele special. Aceasta asigură o curățare și mai avansată, în adâncimea porilor. Apoi excesul de RUCK® curățarea și întreținerea pielii sintetice se îndepărtează prin ștergere cu o cârpă uscată. În caz de nevoie RUCK® curățarea și întreținerea pielii sintetice se utilizează zilnic.

Indicații:


RUCK® curățarea și întreținerea pielii sintetice poate să fie utilizat fără probleme pe toate suprafețele din piele sintetică. În cazul altor suprafețe din piele trebuie să se verifice pe o suprafață ascunsă modul în care se comportă materialul la tratament. Pentru piele naturală nu este permisă utilizarea bureților speciali. Nu amestecați RUCK® curățarea și întreținerea pielii sintetice cu alte produse. Modificările de culoare și miros ale RUCK® curățarea și întreținerea pielii sintetice în timpul depozitării nu duc la afectarea eficacității. Aruncați șervețelele uzate la gunoiul menajer. Utilizare limitată numai în scopuri profesionale. Toate evenimentele grave care apar în legătură cu produsul trebuie aduse imediat la cunoștința producătorului și a autorității competente din statul dvs. membru.

RUCK. Curățarea și întreținerea pielii sintetice

- > Diese Gebrauchsanweisung können Sie in weiteren Sprachen unter nachfolgendem Link herunterladen oder telefonisch anfordern.
- > Tämän käyttöohjeen voitte ladata useilla eri kielillä seuraavasta linkistä tai pyytää tietoa puhelimitse.
- > Puede descargar este manual en diferentes idiomas en el siguiente enlace o bien solicitarlo por teléfono.
- > Instrukcje te mogą być pobierane w innych językach pod poniższym linkiem lub telefonicznie
- > Tento návod je také k dispozici v jiných jazycích. Použijte prosím následující odkaz ke stažení návodu nebo si je vyžádejte telefonicky.
- > So lietošanas instrukciju citās valodās iespējams lejuplādēt zemāk norādītajā saitē vai pieprasīt telefoniski.
- > This manual is also available in other languages. Please use the following link to download the manual or request it on the phone.
- > Questo manuale è disponibile anche in altre lingua. Lo si può scaricare utilizzando il seguente link o richiederlo per telefono.
- > 此說明書另有提供其他國家語言，請點擊此連結下載檔案，或透過電話詢問下載亦可。
- > Navodila za uporabo lahko v številnih jeziki pridobite na sledeči povezavi ali naročite prek telefona
- > Acest manual este disponibil si in alte versiuni de limba. Accesati link-ul urmatore pentru a descarca manualul sau il puteti solicita telefonic.
- > Ви можете загрузить руководства по эксплуатации на других языках кликнув на ссылку или запросив по телефону.
- > Τις οδηγίες χρήσεως μπορείτε να τις βρείτε και σε άλλες γλώσσες, πατώντας στο παρακάτω link για να τις κατεβάσετε ή να τις ζητήσετε τηλεφωνικώς.
- > U kunt de gebruiksaanwijzing in diverse talen downloaden onder de volgende link. Ook kunt u deze telefonisch aanvragen.
- > Ce manuel d'utilisation est disponible aussi en autre langues. Veuillez utiliser le lien suivant pour le télécharger ou demandez-le par téléphone.
- > Bu kullanım kilavuzunu farklı dillerdede aşağıdaki bağlantıdan indirebilir yada telefon ile istiyebilirsiniz.
- > Atsiūsiškite instrukcija lietuvių kalba paspaudę šią nuorodą, arba paskambinę telefonu.
- > A használati útmutatót magyar nyelven a következő linkről tudja tölteni, vagy kérheti telefonon.
- > הפלטב ותוא שקבל או אבה קנילב תופסונ תופשב הלעפהה תוארוה תא דירוהל לכות.
- > 여러 언어로 된 본 사용설명서를 다음 링크에서 다운로드하시거나 전화로 요청하실 수 있습니다.
- > Hægt er að sækja þessar notkunarlíðbeiningar á öðrum tungumálum með eftirfarandi tengli eða panta þær símileiðis
- > Ezen kezelési útmutató további nyelveken a következő linken keresztül tölthető le, vagy telefonon megkérhető
- > この取扱説明書はその他の言語でも以下のリンクでダウンロードしていただくことが可能です。またはお電話でお問い合わせいただければご案内申し上げます。
- > Denne brugsanvisning kan du downloade på flere sprog på efterfølgende link eller bestille telefonisk
- > Denna bruksanvisning på andra språk kan du antingen ladda ned från följande länk eller beställa på telefon
- > Цю інструкцію по експлуатації на інших мовах ви можете завантажити за нижчеказаним посиланням на сайт або запросити по телефону



1. hellmut-ruck.de
2. termen de căutare: "2947001"
3. Downloads

https://hellmut-ruck.de
2947001 

Downloads
> Manual de utilizare



**orochemie GmbH + Co. KG | Max-Planck-Straße 27
DE – 70806 Kornwestheim | web www.orochemie.de
e-Mail info@orochemie.com | fon +49 (0)7154.1308-0**

Distribuit de: HELLMUT RUCK GmbH | Daimlerstraße 23 | DE – 75305 Neuenbürg
web hellmut-ruck.de | fon +49 (0)7082. 944 20 | fax +49 (0)7082. 944 22 22

Copyright

© 2023 HELLMUT RUCK GmbH. Toate drepturile sunt rezervate. Se interzice copierea, prelucrarea, multiplicarea sau traducerea acestui document fără aprobarea prealabilă, în scris, de la Hellmut Ruck GmbH.