



# Препарат за почистване и поддръжка на изкуствена кожа

Инструкция за употреба

RUCK® Препаратът за почистване и поддръжка на изкуствена кожа почиства и поддържа всички тапицерии за столовете от изкуствена кожа и допринася значително за запазване на качеството на столовете и други тапицерии от изкуствена кожа. При едновременно използване на RUCK® Препарат за почистване и поддръжка на изкуствена кожа и специалната гъба към комплекта се отстраняват бързо и в дълбочина на порите дори трудно отстраними замърсявания, петна или промени в цвета, напр. поради нефиксирани бои на облеклото. RUCK® Препаратът за почистване и поддръжка на изкуствена кожа поддържа и почиства интензивно и без остатък - с копринен блясък.

## Състав:

RUCK® Препаратът за почистване и поддръжка на изкуствена кожа действа на базата на смес от специални повърхностно-активни вещества, силиконови съединения и поддържащи компоненти на основата на авокадово масло.

## Употреба:

Използвайте препаратът за почистване и поддръжане на изкуствена кожа без разреждане. Напръскайте директно върху повърхностите, които трябва да бъдат почистени и избършете веднага с кърпа или за интензивно почистване втрийте със специалната гъба. Така се постига още по-дълбоко проникване в дълбочина на порите. След това избършете излишъка със суха кърпа. При нужда използвайте ежедневно.

## Указания:

RUCK® Препаратът за почистване и поддръжка на изкуствена кожа може да се използва без проблем за всички повърхности от изкуствена кожа. При други кожени повърхности трябва да се провери устойчивостта на материала в някой скрит участък. Специалните гъби не трябва да се използват за кожа. Не смесвайте препарата с други продукти. Промени в цвета и миризмата на препарата по време на съхранение не са свързани с никакви промени в ефективността. Само за професионална употреба. Всички сериозни инциденти, възникнали във връзка с продукта, трябва незабавно да се докладват на производителя и на компетентния орган във Вашата страна членка.

## RUCK. Препарат за почистване и поддръжка на изкуствена кожа

- › Diese Gebrauchsanweisung können Sie in weiteren Sprachen unter nachfolgendem Link herunterladen oder telefonisch anfordern.
- › Tämän käyttöohjeen voitte ladata useilla eri kielillä seuraavasta linkistä tai pyytää tietoja puhelimitse.
- › Puede descargar este manual en diferentes idiomas en el siguiente enlace o bien solicitarlo por teléfono.
- › Instrukcje te mogą być pobierane w innych językach pod poniższym linkiem lub telefonicznie
- › Tento návod je také k dispozici v jiných jazycích. Použijte prosím následující odkaz ke stažení návodu nebo si je vyžádejte telefonicky.
- › So lietošanas instrukciju citās valodās iespējams lejuplādēt zemāk norādītajā saitē vai pieprasīt telefoniski.
- › This manual is also available in other languages. Please use the following link to download the manual or request it on the phone.
- › Questo manuale è disponibile anche in altre lingua. Lo si può scaricare utilizzando il seguente link o richiederlo per telefono.
- › 此說明書另有提供其他國家語言，請點擊此連結下載檔案，或透過電話詢問下載亦可。
- › Navodila za uporabo lahko v številnih jeziki pridobite na sledeči povezavi ali naročite prek telefona
- › Acest manual este disponibil si in alte versiuni de limba. Accesati link-ul urmator pentru a descarca manualul sau il puteti solicita telefonic.
- › Ви можете загрузити руководства по эксплуатации на других языках кликнув на ссылку или запросив по телефону.
- › Τις οδηγίες χρήσεως μπορείτε να τις βρείτε και σε άλλες γλώσσες, πατώντας στο παρακάτω link για να τις κατεβάσετε ή να τις ζητήσετε τηλεφωνικώς.
- › U kunt de gebruiksaanwijzing in diverse talen downloaden onder de volgende link. Ook kunt u deze telefonisch aanvragen.
- › Ce manuel d'utilisation est disponible aussi en autre langues. Veuillez utiliser le lien suivant pour le télécharger ou demandez-le par téléphone.
- › Bu kullanım kılavuzunu farklı dillerdede aşağıdaki bağlantıdan indirebilir yada telefon ile istiyebilirsiniz.
- › Atsiūškite instrukcija lietuvių kalba paspaudę šią nuorodą, arba paskambinę telefonu.
- › A használati útmutatót magyar nyelven a következő linkről tudja tölteni, vagy kérheti telefonon.
- › הפולט ותוא שקבל או אבה קנילב תופסונ תופשב חלעפהה תוארו תא תדירול לכות.
- › 여러 언어로 본 사용설명서를 다음 링크에서 다운로드하시거나 전화로 요청하실 수 있습니다.
- › Hægt er að sækja þessar notkunarlýðbeiningar á öðrum tungumálum með eftirfarandi tengli eða panta þær símeiðis
- › Ezen kezelési útmutató további nyelveken a következő linken keresztül tölthető le, vagy telefonon megkérhető
- › この取扱説明書はその他の言語でも以下のリンクでダウンロードしていただくことが可能です。またはお電話でお問い合わせいただければご案内申し上げます。
- › Denne brugsanvisning kan du downloade på flere sprog på efterfølgende link eller bestille telefonisk
- › Denna bruksanvisning på andra språk kan du antingen ladda ned från följande länk eller beställa på telefon
- › Цю інструкцію по експлуатації на інших мовах ви можете завантажити за нижчеказаним посиланням на сайт або запросити по телефону



1. hellmut-ruck.de
2. дума за търсене:  
"2947001"
3. Downloads

<a href="https://hellmut-ruck.de">https://hellmut-ruck.de</a>
2947001

Downloads
> Инструкция за употреба



**orochemie GmbH + Co. KG | Max-Planck-Straße 27  
DE – 70806 Kornwestheim | web www.orochemie.de  
e-Mail info@orochemie.com | fon +49 (0)7154.1308-0**

Разпространява се от: HELLMUT RUCK GmbH | Daimlerstraße 23 | DE – 75305 Neuenbürg  
web hellmut-ruck.de | fon +49 (0)7082. 944 20 | fax +49 (0)7082. 944 22 22

### Авторско право

© 2023 HELLMUT RUCK GmbH. Всички права запазени. Без предварително писмено разрешение от Hellmut Ruck GmbH този документ не може нито да се копира, обработва, размножава, нито да се превежда.