



Cleaning and care of vinyl upholstery

Instructions for use

RUCK® Cleaning and care of vinyl upholstery cleans and cares for all seat covers made from artificial leather and is highly effective in maintaining the value of treatment chairs and other artificial leather covers. You can apply RUCK® Cleaning and care of vinyl upholstery with the special sponge supplied in the set to rapidly and thoroughly remove stubborn grime, stains, and discoloration, caused for example by non-fast dyestuffs in clothing. RUCK® Cleaning and care of vinyl upholstery cleans and cares intensively without leaving any residues; it provides a silky gloss finish.

Composition:

RUCK® Cleaning and care of vinyl upholstery is based on a mixture of special tensides, silicone compounds and care components derived from avocado oil.

Application:

Use RUCK® Cleaning and care of vinyl upholstery undiluted. Spray RUCK® Cleaning and care of vinyl upholstery onto the surfaces to be cleaned and then immediately wipe off with a cloth. For intensive cleaning rub RUCK® Cleaning and care of vinyl upholstery on with the special sponge, which achieves an even more thorough and deeper cleaning effect. Subsequently, wipe off the excess RUCK® Cleaning and care of vinyl upholstery with a dry cloth. Use RUCK® Cleaning and care of vinyl upholstery daily if required.

Notes:

RUCK® Cleaning and care of vinyl upholstery can be used without any problems on all artificial leather surfaces. The material tolerability of other leather surfaces should be checked on a concealed surface. The special sponges should not be used on leather. Do not mix RUCK® Cleaning and care of vinyl upholstery with other products. Changes in colour and odour of RUCK® Cleaning and care of vinyl upholstery during storage have no impact on efficacy. For professional use only. All serious events that occur in association with the product must be immediately reported to the manufacturer and the competent authority of your member state.

RUCK. Cleaning and care of vinyl upholstery

- > Diese Gebrauchsanweisung können Sie in weiteren Sprachen unter nachfolgendem Link herunterladen oder telefonisch anfordern.
- > Tämän käyttöohjeen voitte ladata useilla eri kielillä seuraavasta linkistä tai pyytää tietoja puhelimitse.
- > Puede descargar este manual en diferentes idiomas en el siguiente enlace o bien solicitarlo por teléfono.
- > Instrukcje te mogą być pobierane w innych językach pod poniższym linkiem lub telefonicznie
- > Tento návod je také k dispozíci v jiných jazycích. Použite prosím následující odkaz ke stažení návodu nebo si je vyžádejte telefonicky.
- > Šo lietošanas instrukciju citās valodās iespējams lejuplādēt zemāk norādītajā saitē vai pieprasīt telefoniski.
- > This manual is also available in other languages. Please use the following link to download the manual or request it on the phone.
- > Questo manuale è disponibile anche in altre lingua. Lo si può scaricare utilizzando il seguente link o richiederlo per telefono.
- > 此說明書另有提供其他國家語言，請點擊此連結下載檔案，或透過電話詢問下載亦可。
- > Navodila za uporabo lahko v številnih jeziki pridobite na sledeči povezavi ali naročite prek telefona
- > Acest manual este disponibil si in alte versiuni de limba. Accesati link-ul urmator pentru a descarca manualul sau il puteti solicita telefonic.
- > Ви можете загрузить руководства по эксплуатации на других языках кликнув на ссылку или запросив по телефону.
- > Τις οδηγίες χρήσεως μπορείτε να τις βρείτε και σε άλλες γλώσσες, πατώντας στο παρακάτω link για να τις κατεβάσετε ή να τις ζητήσετε τηλεφωνικώς.
- > U kunt de gebruiksaanwijzing in diverse talen downloaden onder de volgende link. Ook kunt u deze telefonisch aanvragen.
- > Ce manuel d'utilisation est disponible aussi en autre langues. Veuillez utiliser le lien suivant pour le télécharger ou demandez-le par téléphone.
- > Bu kullanım kilavuzunu farklı dillerdede aşağıdaki bağlantıdan indirebilir yada telefon ile istiyebilirsiniz.
- > Atsiūskite instrukcija lietuvių kalba paspaudę šią nuorodą, arba paskambinę telefonu.
- > A használati útmutatót magyar nyelven a következő linkről tudja tölteni, vagy kérheti telefonon.
- > הפולט ותוא שקבל או אבה קניב תופסון תופשה תלעפהה תאורו תא דירוהל לתות.
- > 여러 언어로 된 본 사용설명서를 다음 링크에서 다운로드하시거나 전화로 요청하실 수 있습니다.
- > Hægt er að sækja þessar notkunarlíðbeiningar á öðrum tungumálum með eftirfarandi tengli eða panta þær símileiðis
- > Ezen kezelési útmutató további nyelveken a következő linken keresztül tölthető le, vagy telefonon megkérhető
- > この取扱説明書はその他の言語でも以下のリンクでダウンロードしていただくことが可能です。またはお電話でお問い合わせいただければご案内申し上げます。
- > Denne brugsanvisning kan du downloade på flere sprog på efterfølgende link eller bestille telefonisk
- > Denna bruksanvisning på andra språk kan du antingen ladda ned från följande länk eller beställa på telefon
- > Цю інструкцію по експлуатації на інших мовах ви можете завантажити за нижчеказаним посиланням на сайт або запросити по телефону



1. hellmut-ruck.de
2. Search term: "2947001"
3. Downloads

https://hellmut-ruck.de
<input type="text" value="2947001"/>

Downloads
> Instructions for use

 **orochemie GmbH + Co. KG | Max-Planck-Straße 27
DE – 70806 Kornwestheim | web www.orochemie.de
e-Mail info@orochemie.com | fon +49 (0)7154.1308-0**

Distribution by: HELLMUT RUCK GmbH | Daimlerstraße 23 | DE – 75305 Neuenbürg
web hellmut-ruck.de | fon +49 (0)7082. 944 20 | fax +49 (0)7082. 944 22 22

Copyright

© 2023 HELLMUT RUCK GmbH. All rights reserved. This document must not be copied, edited, reproduced or translated without the prior written permission of Hellmut Ruck GmbH.