



# Rengöring och vård av konstläder

## Bruksanvisning

RUCK® Rengöring och vård av konstläder rengör och vådar alla stolsytor av konstläder och bidrar därmed väsentligt till att behandlingsstolar och andra konstläderytor behåller sitt värde. Genom samtidig användning av RUCK® Rengöring och vård av konstläder och den specialsvamp som hör till satsen avlägsnas även envis smuts, fläckar och missfärgningar, till exempel från icke färgåkta kläder, snabbt och pordjupt. RUCK® Rengöring och vård av konstläder vådar och rengör intensivt och utan att lämna återstoder; sidenglänsande.

### **Sammansättning:**

RUCK® Rengöring och vård av konstläder är uppbyggt av en blandning av specialtensider, silikonföreningar och vårdande ämnen baserade på avocado-olja.

### **Användning:**

RUCK® Rengöring och vård av konstläder används utspätt. Spraya RUCK® Rengöring och vård av konstläder på de ytor som skal rengöras och torka omedelbart med en trasa. För intensivrengöring gnuggas RUCK® Rengöring och vård av konstläder in med specialsvampen. Detta ger en ännu grundligare och pordjup rengöring. Torka sedan av överskott av RUCK® Rengöring och vård av konstläder med en torr duk. RUCK® Rengöring och vård av konstläder kan vid behov användas dagligen.

### **OBS!**


RUCK® Rengöring och vård av konstläder kan problemfritt användas till alla konstläderytor. För andra läderytor måste först kontrolleras på en icke synlig yta om materialet påverkas. Specialsvamparna får inte användas till läder. Blanda inte RUCK® Rengöring och vård av konstläder med andra produkter. Färg- och luktförändringar av RUCK® Rengöring och vård av konstläder när de lagras påverkar inte effektiviteten. Endast för yrkesmässigt bruk. Alla allvarliga händelser som inträffar i samband med produkten måste utan dröjsmål rapporteras till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i din medlemsstat.

## RUCK. Rengöring och vård av konstläder

- > Diese Gebrauchsanweisung können Sie in weiteren Sprachen unter nachfolgendem Link heruntergeladen oder telefonisch anfordern.
- > Tämän käyttöohjeen voitte ladata useilla eri kielillä seuraavasta linkistä tai pyytää tietoja puhelimitse.
- > Puede descargar este manual en diferentes idiomas en el siguiente enlace o bien solicitarlo por teléfono.
- > Instrukcje te mogą być pobierane w innych językach pod poniższym linkiem lub telefonicznie
- > Tento návod je také k dispozici v jiných jazycích. Použijte prosím následující odkaz ke stažení návodu nebo si je vyžádejte telefonicky.
- > So lietošanas instrukciju citās valodās iespējams lejuplādēt zemāk norādītajā saitē vai pieprasīt telefoniski.
- > This manual is also available in other languages. Please use the following link to download the manual or request it on the phone.
- > Questo manuale è disponibile anche in altre lingua. Lo si può scaricare utilizzando il seguente link o richiederlo per telefono.
- > 此說明書另有提供其他國家語言，請點擊此連結下載檔案，或透過電話詢問下載亦可。
- > Navodila za uporabo lahko v številnih jeziki pridobite na sledeči povezavi ali naročite prek telefona
- > Acest manual este disponibil si in alte versiuni de limba. Accesati link-ul urmator pentru a descarca manualul sau il puteti solicita telefonic.
- > Ви можете загрузить руководства по эксплуатации на других языках кликнув на ссылку или запросив по телефону.
- > Τις οδηγίες χρήσεως μπορείτε να τις βρείτε και σε άλλες γλώσσες, πατώντας στο παρακάτω link για να τις κατεβάσετε ή να τις ζητήσετε τηλεφωνικώς.
- > U kunt de gebruiksaanwijzing in diverse talen downloaden onder de volgende link. Ook kunt u deze telefonisch aanvragen.
- > Ce manuel d'utilisation est disponible aussi en autre langues. Veuillez utiliser le lien suivant pour le télécharger ou demandez-le par téléphone.
- > Bu kullanım kilavuzunu farklı dillerdede aşağıdaki bağlantıdan indirebilir yada telefon ile istiyebilirsiniz.
- > Atsiūškite instrukcija lietuvių kalba paspaudę šią nuorodą, arba paskambinę telefonu.
- > A használati útmutatót magyar nyelven a következő linkről tudja tölteni, vagy kérheti telefonon.
- > פולטט ותוא שקבל או אבה קנילב תופסונ תופשב הלעפהה תוארוה תא דירוהל לכות.
- > 여러 언어로 된 본 사용설명서를 다음 링크에서 다운로드하시거나 전화로 요청하실 수 있습니다.
- > Hægt er að sækja þessar notkunarlæðbeiningar á öðrum tungumálum með eftirfarandi tengli eða panta þær símileiðis
- > Ezen kezelési útmutató további nyelveken a következő linken keresztül tölthető le, vagy telefonon megkérhető
- > この取扱説明書はその他の言語でも以下のリンクでダウンロードしていただくことが可能です。またはお電話でお問い合わせいただければご案内申し上げます。
- > Denne brugsanvisning kan du downloade på flere sprog på efterfølgende link eller bestille telefonisk
- > Denna bruksanvisning på andra språk kan du antingen ladda ned från följande länk eller beställa på telefon
- > Цю інструкцію по експлуатації на інших мовах ви можете завантажити за нижчеказаним посиланням на сайт або запросити по телефону



1. hellmut-ruck.de
2. Sökterm:  
"2947001"
3. Downloads

<a href="https://hellmut-ruck.de">https://hellmut-ruck.de</a>
<input type="text" value="2947001"/> 

<b>Downloads</b>
> <a href="#">Gebrauchsanweisung</a>



**orochemie GmbH + Co. KG | Max-Planck-Straße 27  
DE – 70806 Kornwestheim | web www.orochemie.de  
e-Mail info@orochemie.com | fon +49 (0)7154.1308-0**

Levererad av: HELLMUT RUCK GmbH | Daimlerstraße 23 | DE – 75305 Neuenbürg  
web hellmut-ruck.de | fon +49 (0)7082. 944 20 | fax +49 (0)7082. 944 22 22

### Copyright

© 2023 HELLMUT RUCK GmbH. All rights reserved. Detta dokument får inte kopieras, kopieras, dupliceras eller översättas utan föregående skriftligt medgivande från Hellmut Ruck GmbH.