



Czyszczenie i pielęgnacja sztucznej skóry

Instrukcja użytkowania

RUCK® płyn do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki ze sztucznej skóry czyści i pielęgnuje wszystkie pokrycia foteli ze sztucznej skóry, tym samym w znacznym stopniu przyczynia się do utrzymania wartości foteli zabiegowych i innych obić ze sztucznej skóry. Dzięki jednoczesnemu zastosowaniu RUCK® płynu do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki ze sztucznej skóry i należącej do zestawu specjalnej gąbki można szybko usunąć także zanieczyszczenia z głębszych warstw tapicerki takich jak np. plamy i przebarwienia od nieutrwalonych barwników ubrań. RUCK® płyn do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki ze sztucznej skóry intensywnie pielęgnuje i czyści bez smug pozostawiając po sobie jedwabisty połysk.

Skład:

RUCK® płyn do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki ze sztucznej skóry działa na bazie mieszaniny specjalnych związków powierzchniowo czynnych, związków silikonowych i składników pielęgnujących na bazie oleju z awokado.

Zastosowanie:

RUCK® płyn do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki ze sztucznej skóry stosować jako nierozcieńczony. Za pomocą spryskiwacza rozpylić na powierzchnie przeznaczone do czyszczenia i natychmiast zetrzeć ścierką, lub w celu bardziej intensywnego czyszczenia delikatnie wetrzeć naniesiony płyn przy pomocy specjalnej gąbki. Powoduje to bardziej dokładne czyszczenie. Następnie zetrzeć nadmiar płynu suchą ściereczką. W razie potrzeby czyszczenie tapicerki za pomocą RUCK® płyn do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki ze sztucznej skóry można stosować codziennie.

Wskazówki:

RUCK® płyn do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki ze sztucznej skóry można bez problemu stosować na wszystkich powierzchniach ze sztucznej skóry. W przypadku innych powierzchni ze skóry należy sprawdzić tolerancje materiałową na mniej widocznym kawałku powierzchni. Do czyszczenia sztucznej skóry nie wolno stosować innych gąbek. Produktu RUCK® płyn do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki ze sztucznej skóry nie należy mieszać z innymi produktami. Zmiany koloru i zapachu chusteczek stosowanych z RUCK® płyn do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki ze sztucznej skóry w trakcie przechowywania nie wpływają negatywnie na ich skuteczność. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Wszystkie poważne zdarzenia występujące w związku z produktem należy niezwłocznie zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego.

RUCK. Czyszczenie i pielęgnacja sztucznej skóry

- > Diese Gebrauchsanweisung können Sie in weiteren Sprachen unter nachfolgendem Link herunterladen oder telefonisch anfordern.
- > Tämän käyttöohjeen voitte ladata useilla eri kielillä seuraavasta linkistä tai pyytää tietoa puhelimitse.
- > Puede descargar este manual en diferentes idiomas en el siguiente enlace o bien solicitarlo por teléfono.
- > Instrukcje te mogą być pobierane w innych językach pod poniższym linkiem lub telefonicznie
- > Tento návod je také k dispozici v jiných jazycích. Použijte prosím následující odkaz ke stažení návodu nebo si je vyžádejte telefonicky.
- > So lietošanas instrukciju citās valodās iespējams lejuplādēt zemāk norādītajā saitē vai pieprasīt telefoniski.
- > This manual is also available in other languages. Please use the following link to download the manual or request it on the phone.
- > Questo manuale è disponibile anche in altre lingua. Lo si può scaricare utilizzando il seguente link o richiederlo per telefono.
- > 此說明書另有提供其他國家語言，請點擊此連結下載檔案，或透過電話詢問下載亦可。
- > Navodila za uporabo lahko v številnih jeziki pridobite na sledeči povezavi ali naročite prek telefona
- > Acest manual este disponibil si in alte versiuni de limba. Accesati link-ul urmator pentru a descarca manualul sau il puteti solicita telefonic.
- > Ви можете загрузить руководства по эксплуатации на других языках кликнув на ссылку или запросив по телефону.
- > Τις οδηγίες χρήσεως μπορείτε να τις βρείτε και σε άλλες γλώσσες, πατώντας στο παρακάτω link για να τις κατεβάσετε ή να τις ζητήσετε τηλεφωνικώς.
- > U kunt de gebruiksaanwijzing in diverse talen downloaden onder de volgende link. Ook kunt u deze telefonisch aanvragen.
- > Ce manuel d'utilisation est disponible aussi en autre langues. Veuillez utiliser le lien suivant pour le télécharger ou demandez-le par téléphone.
- > Bu kullanım kılavuzunu farklı dillerdede aşağıdaki bağlantıdan indirebilir yada telefon ile istiyebilirsiniz.
- > Atsiūskite instrukcija lietuvių kalba paspaudę šią nuorodą, arba paskambinę telefonu.
- > A használati útmutatót magyar nyelven a következő linkről tudja tölteni, vagy kérheti telefonon.
- > פולטב ותוא שקבל וא אבה קנילב תופסונ תופשב הלעפהה תוארוחל תא דירוהל לכות.
- > 여러 언어로 된 본 사용설명서를 다음 링크에서 다운로드하시거나 전화로 요청하실 수 있습니다.
- > Hægt er að sækja þessar notkunarlíðbeiningar á öðrum tungumálum með eftirfarandi tengli eða panta þær símileiðis
- > Ezen kezelési útmutató további nyelveken a következő linken keresztül tölthető le, vagy telefonon megkérhető
- > この取扱説明書はその他の言語でも以下のリンクでダウンロードしていただくことが可能です。またはお電話でお問い合わせいただければご案内申し上げます。
- > Denne brugsanvisning kan du downloade på flere sprog på efterfølgende link eller bestille telefonisk
- > Denna bruksanvisning på andra språk kan du antingen ladda ned från följande länk eller beställa på telefon
- > Цю інструкцію по експлуатації на інших мовах ви можете завантажити за нижчеказаним посиланням на сайт або запросити по телефону



1. hellmut-ruck.de
2. szukany termin: "2947001"
3. Downloads

https://hellmut-ruck.de
<input type="text" value="2947001"/> <input type="submit" value="Q"/>

Downloads
> Instrukcja użytkowania



orochemie GmbH + Co. KG | Max-Planck-Straße 27
DE – 70806 Kornwestheim | web www.orochemie.de
e-Mail info@orochemie.com | fon +49 (0)7154.1308-0

Dystrybucja poprzez: HELLMUTRUCK GmbH | Daimlerstraße 23 | DE – 75305 Neuenbürg
web hellmut-ruck.de | fon +49 (0)7082. 944 20 | fax +49 (0)7082. 944 22 22

Copyright

© 2023 HELLMUT RUCK GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Hellmut Ruck GmbH niniejszego dokumentu nie wolno kopiować, edytować, powielać, ani tłumaczyć.