



# Kunstnaha puhastus- ja hooldusvahend

Kasutusjuhend

RUCK® kunstnaha puhastus- ja hooldusvahendi abil saab puhastada ja hooldada kõiki kunstnahast istmekatteid ning see on väga tõhus vahend, mida kasutades püsib protseduuritoolide ja muude kunstnahast katete kvaliteet. Kasutades samaaegselt RUCK® kunstnaha puhastus- ja hooldusvahendit ja komplektis kaasasolevat spetsiaalkäsna, eemalduvad põhjalikult ka raskesti puhastatavad mustusejäägid, plekid ning värvimuutused, mille on näiteks põhjustanud riietelt pärit värvained. RUCK® kunstnaha puhastus- ja hooldusvahendi abil saab teha intensiivpuhastust ja hooldust, kõrvaldades kõik plekid. Puhastatud pindadele jääb siidjas läige.

## Koostis:

RUCK® kunstnaha puhastus- ja hooldusvahend on segu, mis sisaldab spetsiaalseid tensiide, silikoonühendeid ning avokaadoõli baasil hooldusaineid.

## Kasutus:

Kasutage RUCK® kunstnaha puhastus- ja hooldusvahendit lahjendamata kujul. Pihustage vahendit puhastatavale pinnale ning hõõruge kohe puhastuslapiga. Intensiivpuhastuseks hõõruge RUCK® kunstnaha puhastus- ja hooldusvahend pinnale spetsiaalkäsna. Sellega saavutatakse pinna pooride põhjalik süvapuhas. Järgnevalt eemaldada liigne vahend kuiva lapiga. RUCK® kunstnaha puhastus- ja hooldusvahendit võib vajadusel kasutada iga päev.

## Märkused:

RUCK® kunstnaha puhastus- ja hooldusvahend sobib probleemideta kasutamiseks kõikidel kunstnahast pindadel. Muude nahkpindade sobivust tuleb eelnevalt proovida varjujääval pinnal. Naturaalnaha puhul ei tohi kasutada spetsiaalkäsnaid. Ärge segage RUCK® kunstnaha puhastus- ja hooldusvahendit teiste toodetega. Toote värvuse ja lõhna muutumine ladustamise ajal ei muuda toote omadusi. Toode on ette nähtud ainult professionaalseks kasutamiseks. Kõikidest tootega seotud tõsisest vahejuhtumitest tuleb viivitamatult teatada tootjale ja liikmesriigi vastutavale asutusele.

## RUCK Kunstnaha puhastus- ja hooldusvahend

- > Diese Gebrauchsanweisung können Sie in weiteren Sprachen unter nachfolgendem Link herunterladen oder telefonisch anfordern.
- > Tämän käyttöohjeen voitte ladata useilla eri kielillä seuraavasta linkistä tai pyytää tietoja puhelimitse.
- > Puede descargar este manual en diferentes idiomas en el siguiente enlace o bien solicitarlo por teléfono.
- > Instrukcje te mogą być pobierane w innych językach pod poniższym linkiem lub telefonicznie
- > Tento návod je také k dispozici v jiných jazycích. Použijte prosím následující odkaz ke stažení návodu nebo si je vyžádejte telefonicky.
- > So lietošanas instrukciju citās valodās iespējams lejuplādēt zemāk norādītajā saitē vai pieprasīt telefoniski.
- > This manual is also available in other languages. Please use the following link to download the manual or request it on the phone.
- > Questo manuale è disponibile anche in altre lingua. Lo si può scaricare utilizzando il seguente link o richiederlo per telefono.
- > 此說明書另有提供其他國家語言，請點擊此連結下載檔案，或透過電話詢問下載亦可。
- > Navodila za uporabo lahko v številnih jeziki pridobite na sledeči povezavi ali naročite prek telefona
- > Acest manual este disponibil si in alte versiuni de limba. Accesati link-ul urmator pentru a descarca manualul sau il puteti solicita telefonic.
- > Вы можете загрузить руководства по эксплуатации на других языках кликнув на ссылку или запросив по телефону.
- > Τις οδηγίες χρήσεως μπορείτε να τις βρείτε και σε άλλες γλώσσες, πατώντας στο παρακάτω link για να τις κατεβάσετε ή να τις ζητήσετε τηλεφωνικώς.
- > U kunt de gebruiksaanwijzing in diverse talen downloaden onder de volgende link. Ook kunt u deze telefonisch aanvragen.
- > Ce manuel d'utilisation est disponible aussi en autre langues. Veuillez utiliser le lien suivant pour le télécharger ou demandez-le par téléphone.
- > Bu kullanım kilavuzunu farklı dillerdede aşağıdaki bağlantıdan indirebilir yada telefon ile istiyebilirsiniz.
- > Atsiųskite instrukcija lietuvių kalba paspaudę šią nuorodą, arba paskambinę telefonu.
- > A használati útmutatót magyar nyelven a következő linkről tudja tölteni, vagy kérheti telefonon.
- > פולטט ותוא שקבל או אבה קניבל תופסו תושב חלעפהה תוארו תא דירוהל לכות.
- > 여러 언어로 된 본 사용설명서를 다음 링크에서 다운로드하시거나 전화로 요청하실 수 있습니다.
- > Hægt er að sækja þessar notkunarlíðbeiningar á öðrum tungumálum með eftirfarandi tengli eða panta þær símileiðis
- > Ezen kezelési útmutató további nyelveken a következő linken keresztül tölthető le, vagy telefonon megkérhető
- > この取扱説明書はその他の言語でも以下のリンクでダウンロードしていただくことが可能です。またはお電話でお問い合わせいただければご案内申し上げます。
- > Denne brugsanvisning kan du downloade på flere sprog på efterfølgende link eller bestille telefonisk
- > Denna bruksanvisning på andra språk kan du antingen ladda ned från följande länk eller beställa på telefon
- > Цю інструкцію по експлуатації на інших мовах ви можете завантажити за нижчеказаним посиланням на сайт або запросити по телефону



1. hellmut-ruck.de
2. otsingutermid:  
"2947001"
3. Downloads

<a href="https://hellmut-ruck.de">https://hellmut-ruck.de</a>
<input type="text" value="2947001"/>

Downloads
> <a href="#">Kasutusjuhend</a>

**orochemie GmbH + Co. KG | Max-Planck-Straße 27**  
**DE – 70806 Kornwestheim | web [www.orochemie.de](http://www.orochemie.de)**  
**e-Mail [info@orochemie.com](mailto:info@orochemie.com) | fon +49 (0)7154.1308-0**

Jaotatud: HELLMUT RUCK GmbH | Daimlerstraße 23 | DE – 75305 Neuenbürg  
web [hellmut-ruck.de](http://hellmut-ruck.de) | fon +49 (0)7082. 944 20 | fax +49 (0)7082. 944 22 22

### Copyright

© 2023 HELLMUT RUCK GmbH. Kõik õigused on kaitstud. Seda dokumenti ei tohi ettevõtte Hellmut Ruck GmbH eelneva kirjaliku loata kopeerida, töödelda, paljundada ega tõlkida.