



# Reiniging en verzorging van kunstleer

## Gebruiksaanwijzing

RUCK® Reiniging en verzorging van kunstleer reinigt en verzorgt alle stoelbekledingen van kunstleer en draagt er daarmee in belangrijke mate toe bij dat behandelstoelen en andere bekledingen van kunstleer hun waarde behouden. Door tegelijkertijd RUCK® Reiniging en verzorging van kunstleer en de bij de set behorende speciale spons te gebruiken, worden ook moeilijk te verwijderen vervuilingen, vlekken of verkleuringen, bijv. door niet gefixeerde kleurstoffen in kleding, snel en tot diep in de poriën verwijderd. RUCK® Reiniging en verzorging van kunstleer verzorgt en reinigt intensief en zonder resten achter te laten; met een zijdeachtige glans.

### **Samenstelling:**

RUCK® Reiniging en verzorging van kunstleer werkt op basis van een mengsel van speciale tensiden, siliconeverbindingen en verzorgende componenten op basis van avocado-olie.

### **Gebruik:**

RUCK® Reiniging en verzorging van kunstleer onverdund gebruiken. RUCK® Reiniging en verzorging van kunstleer op de te reinigen oppervlakken sproeien en direct met een doek afvegen of voor intensieve reiniging RUCK® Reiniging en verzorging van kunstleer met de speciale spons inwrijven. Dit zorgt voor een nog grondigere reiniging tot diep in de poriën. Vervolgens overtollig RUCK® Reiniging en verzorging van kunstleer afvegen met een droge doek. RUCK® Reiniging en verzorging van kunstleer indien nodig dagelijks gebruiken.

### **Aanwijzingen:**


RUCK® Reiniging en verzorging van kunstleer kan probleemloos voor alle oppervlakken van kunstleer worden gebruikt. Bij andere lederoppervlakken moet de materiaalcompatibiliteit op een niet zichtbare plaats worden getest. Voor leder mogen de speciale sponzen niet worden gebruikt. Meng RUCK® Reiniging en verzorging van kunstleer niet met andere producten. Verande ringen in kleur en geur van RUCK® Reiniging en verzorging van kunstleer tijdens het bewaren hebben geen negatieve invloed op de werking van het product. Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker. Alle belangrijke gebeurtenissen die samenhangen met gebruik van het product, dienen direct gemeld te worden aan de fabrikant en de desbetreffende instanties van uw lidstaat.

## RUCK. Reiniging en verzorging van kunstleer


- » Diese Gebrauchsanweisung können Sie in weiteren Sprachen unter nachfolgendem Link herunterladen oder telefonisch anfordern.
- » Tämän käyttöohjeen voitte ladata useilla eri kielillä seuraavasta linkistä tai pyytää tietoja puhelimitse.
- » Puede descargar este manual en diferentes idiomas en el siguiente enlace o bien solicitarlo por teléfono.
- » Instrukcje te mogą być pobierane w innych językach pod poniższym linkiem lub telefonicznie
- » Tento návod je také k dispozici v jiných jazycích. Použijte prosím následující odkaz ke stažení návodu nebo si je vyžádejte telefonicky.
- » Šo lietošanas instrukciju citās valodās iespējams lejuplādēt zemāk norādītajā saitē vai pieprasīt telefoniski.
- » This manual is also available in other languages. Please use the following link to download the manual or request it on the phone.
- » Questo manuale è disponibile anche in altre lingua. Lo si può scaricare utilizzando il seguente link o richiederlo per telefono.
- » 此說明書另有提供其他國家語言，請點擊此連結下載檔案，或透過電話詢問下載亦可。
- » Navodila za uporabo lahko v številnih jeziki pridobite na sledeči povezavi ali naročite prek telefona
- » Acest manual este disponibil si in alte versiuni de limba. Accesati link-ul urmator pentru a descarca manualul sau il puteti solicita telefonic.
- » Ви можете загрузити руководства по эксплуатации на других языках кликнув на ссылку или запросив по телефону.
- » Τις οδηγίες χρήσεως μπορείτε να τις βρείτε και σε άλλες γλώσσες, πατώντας στο παρακάτω link για να τις κατεβάσετε ή να τις ζητήσετε τηλεφωνικώς.
- » U kunt de gebruiksaanwijzing in diverse talen downloaden onder de volgende link. Ook kunt u deze telefonisch aanvragen.
- » Ce manuel d'utilisation est disponible aussi en autre langues. Veuillez utiliser le lien suivant pour le télécharger ou demandez-le par téléphone.
- » Bu kullanım kilavuzunu farklı dillerdede aşağıdaki bağlantıdan indirebilir yada telefon ile istiyebilirsiniz.
- » Atsiūskite instrukcija lietuvių kalba paspaudę šią nuorodą, arba paskambinę telefonu.
- » A használati útmutatót magyar nyelven a következő linkről tudja tölteni, vagy kérheti telefonon.
- » הפלטב ותוא שקבל וא אבה קנילב תופסונ תופשה הלעפהה תוארו תא דירוהל לכות.
- » 여러 언어로 된 본 사용설명서를 다음 링크에서 다운로드하시거나 전화로 요청하실 수 있습니다.
- » Hægt er að sækja þessar notkunarléiðbeiningar á öðrum tungumálum með eftirfarandi tengli eða panta þær símileiðis
- » Ezen kezelési útmutató további nyelveken a következő linken keresztül tölthető le, vagy telefonon megkérhető
- » この取扱説明書はその他の言語でも以下のリンクでダウンロードしていただくことが可能です。またはお電話でお問い合わせいただければご案内申し上げます。
- » Denne brugsanvisning kan du downloade på flere sprog på efterfølgende link eller bestille telefonisk
- » Denna bruksanvisning på andra språk kan du antingen ladda ned från följande länk eller beställa på telefon
- » Цю інструкцію по експлуатації на інших мовах ви можете завантажити за нижчеказаним посиланням на сайт або запросити по телефону



1. [hellmut-ruck.de](https://hellmut-ruck.de)
2. Zoekterm: "2947001"
3. Downloads

<a href="https://hellmut-ruck.de">https://hellmut-ruck.de</a>
<input type="text" value="2947001"/> 

<b>Downloads</b>
> <a href="#">Gebruiksaanwijzing</a>

 **orochemie GmbH + Co. KG | Max-Planck-Straße 27  
DE – 70806 Kornwestheim | web [www.orochemie.de](http://www.orochemie.de)  
e-Mail [info@orochemie.com](mailto:info@orochemie.com) | fon +49 (0)7154.1308-0**

Verdeling door: HELLMUT RUCK GmbH | Daimlerstraße 23 | DE – 75305 Neuenbürg  
web [hellmut-ruck.de](http://hellmut-ruck.de) | fon +49 (0)7082. 944 20 | fax +49 (0)7082. 944 22 22

### Copyright

© 2023 HELLMUT RUCK GmbH. Alle rechten voorbehouden. Dit document mag zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Hellmut Ruck GmbH niet gekopieerd, bewerkt, veeveelvoudigd of vertaald worden.