



Καθαριστικό περιποίησης συνθετικού δέρματος

Οδηγίες χρήσης

Το καθαριστικό περιποίησης συνθετικού δέρματος από τη RUCK® καθαρίζει και περιποιείται όλα τα καλύμματα καθισμάτων από συνθετικό δέρμα και συμβάλλει έτσι αισθητά στη διατήρηση της αξίας των καθισμάτων θεραπείας και άλλων καλυμμάτων από συνθετικό δέρμα. Η ταυτόχρονη χρήση του καθαριστικού περιποίησης συνθετικού δέρματος από τη RUCK® και του ειδικού πανιού καθαρίζει και συντηρεί τις επιφάνειες από τεχνητό δέρμα. Ο ειδικός σπόγγος επίσης αφαιρεί ρύπους, λεκέδες ή δυσχρωμίες που είναι δύσκολο να αφαιρεθούν, π.χ. λόγω μη σταθεροποιημένων χρωμάτων των υφασμάτων, γρήγορα και βαθιά. Το καθαριστικό περιποίησης συνθετικού δέρματος από τη RUCK® περιποιείται και καθαρίζει εντατικά και χωρίς υπολείμματα, με μεταξένια λάμψη.

Σύνθεση:

Το καθαριστικό περιποίησης συνθετικού δέρματος από τη RUCK® δρα σε βάση ενός μείγματος από ειδικά απορροπτικά, ενώσεις σιλικόνης και συστατικά στοιχεία σιλικόνης με βάση τα έλαια αβοκάντο.

Χρήση:

Εφαρμόστε το καθαριστικό περιποίησης συνθετικού δέρματος από τη RUCK® αδιάλυτο. Ψεκάστε το καθαριστικό περιποίησης συνθετικού δέρματος από τη RUCK® επάνω στις επιφάνειες προς καθαρισμό και σκουπίστε αμέσως με το ειδικό πανί ή τρίψτε το καθαριστικό περιποίησης συνθετικού δέρματος από τη RUCK® με τον ειδικό σπόγγο για εντατικό καθαρισμό. Αυτό επιφέρει έναν ακόμη πιο δραστικό και βαθύ καθαρισμό. Στη συνέχεια σκουπίστε το περίσσιο καθαριστικό περιποίησης συνθετικού δέρματος από τη RUCK® με ένα στεγνό πανί. Χρησιμοποιείτε το καθαριστικό περιποίησης συνθετικού δέρματος από τη RUCK® καθημερινά εάν χρειάζεται.

Υποδείξεις:

Το καθαριστικό περιποίησης συνθετικού δέρματος από τη RUCK® μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς προβλήματα για όλες τις επιφάνειες από συνθετικό δέρμα. Για άλλες επιφάνειες όπως π.χ. από δέρμα, η συμβατότητα του υλικού πρέπει να ελεγχθεί σε μια κρυφή επιφάνεια. Για δέρμα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται τα ειδικά σφουγγάρια. Μην αναμειγνύετε το καθαριστικό περιποίησης συνθετικού δέρματος με άλλα προϊόντα. Μεταβολές στο χρώμα και την οσμή κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης δεν θα επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα. Μόνο για επαγγελματική χρήση. Όλα τα σοβαρά περιστατικά που συμβαίνουν σε σύνδεση με το προϊόν πρέπει να αναφέρονται άμεσα στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είστε εγκατεστημένοι.

RUCK. Καθαριστικό περιποίησης συνθετικού δέρματος

- › Diese Gebrauchsanweisung können Sie in weiteren Sprachen unter nachfolgendem Link herunterladen oder telefonisch anfordern.
- › Tämän käyttöohjeen voitte ladata useilla eri kielillä seuraavasta linkistä tai pyytää tietoja puhelimitse.
- › Puede descargar este manual en diferentes idiomas en el siguiente enlace o bien solicitarlo por teléfono.
- › Instrukcje te mogą być pobierane w innych językach pod poniższym linkiem lub telefonicznie
- › Tento návod je také k dispozici v jiných jazycích. Použijte prosím následující odkaz ke stažení návodu nebo si je vyžádejte telefonicky.
- › So lietošanas instrukciju citās valodās iespējams lejuplādēt zemāk norādītajā saitē vai pieprasīt telefoniski.
- › This manual is also available in other languages. Please use the following link to download the manual or request it on the phone.
- › Questo manuale è disponibile anche in altre lingua. Lo si può scaricare utilizzando il seguente link o richiederlo per telefono.
- › 此說明書另有提供其他國家語言，請點擊此連結下載檔案，或透過電話詢問下載亦可。
- › Navodila za uporabo lahko v številnih jeziki pridobite na sledeči povezavi ali naročite prek telefona
- › Acest manual este disponibil si in alte versiuni de limba. Accesati link-ul urmator pentru a descarca manualul sau il puteti solicita telefonic.
- › Ви можете загрузить руководства по эксплуатации на других языках кликнув на ссылку или запросив по телефону.
- › Τις οδηγίες χρήσεως μπορείτε να τις βρείτε και σε άλλες γλώσσες, πατώντας στο παρακάτω link για να τις κατεβάσετε ή να τις ζητήσετε τηλεφωνικώς.
- › U kunt de gebruiksaanwijzing in diverse talen downloaden onder de volgende link. Ook kunt u deze telefonisch aanvragen.
- › Ce manuel d'utilisation est disponible aussi en autre langues. Veuillez utiliser le lien suivant pour le télécharger ou demandez-le par téléphone.
- › Bu kullanım kilavuzunu farklı dillerdede aşağıdaki bağlantıdan indirebilir yada telefon ile istiyebilirsiniz.
- › Atsiūsiukite instrukcija lietuvių kalba paspaudę šią nuorodą, arba paskambinę telefonu.
- › A használati útmutatót magyar nyelven a következő linkről tudja tölteni, vagy kérheti telefonon.
- › פולטס ותוא שקבל או אבה קנילב תופסו תופשב הלעפה תוארו תא תדורחל לכות.
- › 여러 언어로 된 본 사용설명서를 다음 링크에서 다운로드하시거나 전화로 요청하실 수 있습니다.
- › Hægt er að sækja þessar notkunarlæðbeiningar á öðrum tungumálum með eftirfarandi tengli eða panta þær símileiðis
- › Ezen kezelési útmutató további nyelveken a következő linken keresztül tölthető le, vagy telefonon megkérhető
- › この取扱説明書はその他の言語でも以下のリンクでダウンロードしていただくことが可能です。またはお電話でお問い合わせいただければご案内申し上げます。
- › Denne brugsanvisning kan du downloade på flere sprog på efterfølgende link eller bestille telefonisk
- › Denna bruksanvisning på andra språk kan du antingen ladda ned från följande länk eller beställa på telefon
- › Цю інструкцію по експлуатації на інших мовах ви можете завантажити за нижчеказаним посиланням на сайт або запросити по телефону



1. hellmut-ruck.de
2. Όρος αναζήτησης: "2947001"
3. Downloads

https://hellmut-ruck.de
2947001

Downloads
> Gebrauchsanweisung



orochemie GmbH + Co. KG | Max-Planck-Straße 27
DE – 70806 Kornwestheim | web www.orochemie.de
e-Mail info@orochemie.com | fon +49 (0)7154.1308-0

Διανεμήθηκαν από: HELLMUT RUCK GmbH | Daimlerstraße 23 | DE – 75305 Neuenbürg
web hellmut-ruck.de | fon +49 (0)7082. 944 20 | fax +49 (0)7082. 944 22 22

Πνευματικά δικαιώματα

© 2023 HELLMUT RUCK GmbH. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η επεξεργασία, η αναπαραγωγή ή η μετάφραση του παρόντος εγγράφου χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Hellmut Ruck GmbH.