

Übersicht der Einsatzgebiete

| Problem | ORTOGRIP | KLEBESPANGE | HALBSPANGE | VOLLSPANGE | CLASSIC | BLUE LIGHT |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nagelfalzentzündung | Sehr gut geeignet | Sehr gut geeignet | Gut geeignet | Weniger geeignet | Weniger geeignet | Sehr gut geeignet |
| Hypergranulationsgewebe | Gut geeignet | Sehr gut geeignet | Weniger geeignet | Weniger geeignet | Weniger geeignet | Sehr gut geeignet |
| Narbgewebe / operativ verändert | Gut geeignet | Sehr gut geeignet | Gut geeignet | Weniger geeignet | Weniger geeignet | Sehr gut geeignet |
| Verhornungen | Sehr gut geeignet | Sehr gut geeignet | Gut geeignet | Gut geeignet | Gut geeignet | Sehr gut geeignet |
| Hühnerauge im Falz | Sehr gut geeignet | Sehr gut geeignet | Gut geeignet | Gut geeignet | Gut geeignet | Sehr gut geeignet |
| Deformierte Nägel | Sehr gut geeignet | Weniger geeignet | Sehr gut geeignet | Sehr gut geeignet | Sehr gut geeignet | Weniger geeignet |
| Spaltnagel | Sehr gut geeignet | Weniger geeignet | Weniger geeignet | Sehr gut geeignet | Sehr gut geeignet | Weniger geeignet |
| Verdickte Nägel | Sehr gut geeignet | Weniger geeignet | Gut geeignet | Sehr gut geeignet | Sehr gut geeignet | Weniger geeignet |
| Kinder-Nägel | Gut geeignet | Sehr gut geeignet | Sehr gut geeignet | Sehr gut geeignet | Sehr gut geeignet | Sehr gut geeignet |
| Rollnagel | Sehr gut geeignet | Weniger geeignet | Gut geeignet | Sehr gut geeignet | Sehr gut geeignet | Weniger geeignet |
| Zu kurz geschnitten | Sehr gut geeignet | Sehr gut geeignet | Weniger geeignet | Weniger geeignet | Weniger geeignet | Sehr gut geeignet |