



Kunstlæderrensning og -pleje

Brugsanvisning

RUCK® Kunstlæderrensning og -pleje renser og plejer alle stolebetræk af syntetisk læder og bidrager således væsentligt til bevarelse af behandlingsstolene og andre betræk af syntetisk læder. I kraft af samtidig anvendelse af RUCK® Kunstlæderrensning og -pleje og af den til sættet hørende specialsvamp fjernes også vanskeligt tilgængelige forureninger, pletter eller misfarvninger f.eks. af ikke fikserede farvestoffer i beklædningen både hurtigt og poredybt. RUCK® Kunstlæderrensning og -pleje plejer og renser intensivt og uden at efterlade rester; silkeagtigt skinnende.

Sammensætning:

RUCK® Kunstlæderrensning og -pleje virker på basis af en blanding af specialtensider, silikoneforbindelser og plejekomponenter på basis af avocadoolie.

Anvendelse:

RUCK® Kunstlæderrensning og -pleje anvendes ufortyndet. RUCK® Kunstlæderrensning og -pleje forstøves på de flader der skal rengøres og tørres straks af med et stykke stof, eller gnides RUCK® Kunstlæderrensning og -pleje ind til intensivrengøring med specialsvampen. Dette bevirker en endnu mere tilbundsgående og poredyb rengøring. Tør efterfølgende overskydende RUCK® Kunstlæderrensning og -pleje af med en tør klud. RUCK® Kunstlæderrensning og -pleje anvendes efter behov hver dag.

Bemærk:

RUCK® Kunstlæderrensning og -pleje kan uden problemer anvendes til alle overflader af syntetisk læder. I tilfælde af andre læderoverflader skal materialets fordragelighed undersøges på en tildækket overflade. Til læder må specialsvampene ikke tages i anvendelse. RUCK® Kunstlæderrensning og -pleje må ikke blandes med andre produkter. Ændringer i farve og lugt ved RUCK® Kunstlæderrensning og -pleje under opbevaring fører ikke til en forringelse af virkningen. Kun til erhvervsmæssigt brug. Alle alvorlige hændelser, der optræder i forbindelse med dette produkt, skal omgående meddeles producenten og den ansvarlige myndighed i din medlemsstat.

RUCK. Kunstlæderrensning og -pleje

- > Diese Gebrauchsanweisung können Sie in weiteren Sprachen unter nachfolgendem Link herunterladen oder telefonisch anfordern.
- > Tämän käyttöohjeen voitte ladata useilla eri kielillä seuraavasta linkistä tai pyytää tietoja puhelimitse.
- > Puede descargar este manual en diferentes idiomas en el siguiente enlace o bien solicitarlo por teléfono.
- > Instrukcje te mogą być pobierane w innych językach pod poniższym linkiem lub telefonicznie
- > Tento návod je také k dispozici v jiných jazycích. Použijte prosím následující odkaz ke stažení návodu nebo si je vyžádejte telefonicky.
- > Šo lietošanas instrukciju citās valodās iespējams lejuplādēt zemāk norādītajā saitē vai pieprasīt telefoniski.
- > This manual is also available in other languages. Please use the following link to download the manual or request it on the phone.
- > Questo manuale è disponibile anche in altre lingua. Lo si può scaricare utilizzando il seguente link o richiederlo per telefono.
- > 此說明書另有提供其他國家語言，請點擊此連結下載檔案，或透過電話詢問下載亦可。
- > Navodila za uporabo lahko v številnih jeziki pridobite na sledeči povezavi ali naročite prek telefona
- > Acest manual este disponibil si in alte versiuni de limba. Accesati link-ul urmator pentru a descarca manualul sau il puteti solicita telefonic.
- > Ви можете загрузити руководства по эксплуатации на других языках кликнув на ссылку или запросив по телефону.
- > Τις οδηγίες χρήσεως μπορείτε να τις βρείτε και σε άλλες γλώσσες, πατώντας στο παρακάτω link για να τις κατεβάσετε ή να τις ζητήσετε τηλεφωνικώς.
- > U kunt de gebruiksaanwijzing in diverse talen downloaden onder de volgende link. Ook kunt u deze telefonisch aanvragen.
- > Ce manuel d'utilisation est disponible aussi en autre langues. Veuillez utiliser le lien suivant pour le télécharger ou demandez-le par téléphone.
- > Bu kullanım kilavuzunu farklı dillerdede aşağıdaki bağlantıdan indirebilir yada telefon ile istiyebilirsiniz.
- > Atsiūsiukite instrukcija lietuvių kalba paspaudę šią nuorodą, arba paskambinę telefonu.
- > A használati útmutatót magyar nyelven a következő linkről tudja tölteni, vagy kérheti telefonon.
- > הפולט ותוא שקבל או אבה קניבל תופסונ תופשב הלעפהה תוארוה תא דירוהל לכות.
- > 여러 언어로 된 본 사용설명서를 다음 링크에서 다운로드하시거나 전화로 요청하실 수 있습니다.
- > Hægt er að sækja þessar notkunarlæðbeiningar á öðrum tungumálum með eftirfarandi tengli eða panta þær símeiðis
- > Ezen kezelési útmutató további nyelveken a következő linken keresztül tölthető le, vagy telefonon megkérhető
- > この取扱説明書はその他の言語でも以下のリンクでダウンロードしていただくことが可能です。またはお電話でお問い合わせいただければご案内申し上げます。
- > Denne brugsanvisning kan du downloade på flere sprog på efterfølgende link eller bestille telefonisk
- > Denna bruksanvisning på andra språk kan du antingen ladda ned från följande länk eller beställa på telefon
- > Цю інструкцію по експлуатації на інших мовах ви можете завантажити за нижчеказаним посиланням на сайт або запросити по телефону



1. hellmut-ruck.de
2. Segeterm:
"2947001"
3. Downloads

https://hellmut-ruck.de
<input type="text" value="2947001"/>

Downloads
> Brugsanvisning



**orochemie GmbH + Co. KG | Max-Planck-Straße 27
DE – 70806 Kornwestheim | web www.orochemie.de
e-Mail info@orochemie.com | fon +49 (0)7154.1308-0**

Distribueret af: HELLMUT RUCK GmbH | Daimlerstraße 23 | DE – 75305 Neuenbürg
web hellmut-ruck.de | fon +49 (0)7082. 944 20 | fax +49 (0)7082. 944 22 22

Copyright

© 2023 HELLMUT RUCK GmbH. Alle rettigheder er forbeholdt. Dette dokument må hverken kopieres, redigeres, mangfoldiggøres eller oversættes uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hellmut Ruck GmbH.