

Kunstlederreinigung und -pflege

Gebrauchsanweisung

RUCK® Kunstlederreinigung und -pflege reinigt und pflegt alle Stuhlbezüge aus Kunstleder und trägt damit wesentlich zur Werterhaltung der Behandlungsstühle und anderer Kunstlederbezüge bei. Durch die gleichzeitige Verwendung von RUCK® Kunstlederreinigung und -pflege und dem zum Set gehörenden Spezialschwamm werden auch schwer entfernbare Verschmutzungen, Flecken oder Verfärbungen, z.B. durch nicht fixierte Farbstoffe der Kleidung, schnell und porentief entfernt. RUCK® Kunstlederreinigung und -pflege pflegt und reinigt intensiv und rückstandsfrei; seidig glänzend.

Zusammensetzung:

RUCK® Kunstlederreinigung und -pflege wirkt auf Basis einer Mischung von Spezialtensiden, Silikonverbindungen und Pflegekomponenten auf Avocadoölbasis.

Anwendung:

RUCK® Kunstlederreinigung und -pflege unverdünnt anwenden. RUCK® Kunstlederreinigung und -pflege auf die zu reinigenden Flächen sprühen und sofort mit einem Tuch wischen oder zur Intensivreinigung RUCK® Kunstlederreinigung und -pflege mit dem Spezialschwamm verreiben. Dies bewirkt eine noch gründlichere und porentiefe Reinigung. Anschließend überschüssige RUCK® Kunstlederreinigung und -pflege mit trockenem Tuch abwischen. RUCK® Kunstlederreinigung und -pflege bei Bedarf täglich anwenden.

Hinweise:


RUCK® Kunstlederreinigung und -pflege kann problemlos für alle Kunstlederoberflächen verwendet werden. Bei anderen Lederoberflächen muss die Materialverträglichkeit an einer verdeckten Oberfläche geprüft werden. Für Leder dürfen die Spezialschwämme nicht verwendet werden. Nicht mit anderen Produkten mischen. Farbliche und geruchliche Veränderungen während der Lagerung führen zu keiner Beeinträchtigung der Wirksamkeit. Nur für gewerbliche Anwender. Alle im Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden schwerwiegenden Vorkommnisse sind umgehend dem Hersteller und der zuständigen Behörde Ihres Mitgliedstaats zu melden.

RUCK Kunstlederreinigung und -pflege

- > Diese Gebrauchsanweisung können Sie in weiteren Sprachen unter nachfolgendem Link herunterladen oder telefonisch anfordern.
- > Tämän käyttöohjeen voitte ladata useilla eri kielillä seuraavasta linkistä tai pyytää tietoja puhelimitse.
- > Puede descargar este manual en diferentes idiomas en el siguiente enlace o bien solicitarlo por teléfono.
- > Instrukcje te mogą być pobierane w innych językach pod poniższym linkiem lub telefonicznie
- > Tento návod je také k dispozici v jiných jazycích. Použijte prosím následující odkaz ke stažení návodu nebo si je vyžádejte telefonicky.
- > Šo lietošanas instrukciju citās valodās iespējams lejuplādēt zemāk norādītajā saitē vai pieprasīt telefoniski.
- > This manual is also available in other languages. Please use the following link to download the manual or request it on the phone.
- > Questo manuale è disponibile anche in altre lingua. Lo si può scaricare utilizzando il seguente link o richiederlo per telefono.
- > 此說明書另有提供其他國家語言，請點擊此連結下載檔案，或透過電話詢問下載亦可。
- > Navodila za uporabo lahko v številnih jeziki pridobite na sledeči povezavi ali naročite prek telefona
- > Acest manual este disponibil si in alte versiuni de limba. Accesati link-ul urmator pentru a descarca manualul sau il puteti solicita telefonic.
- > Ви можете загрузити руководства по эксплуатации на других языках кликнув на ссылку или запросив по телефону.
- > Τις οδηγίες χρήσεως μπορείτε να τις βρείτε και σε άλλες γλώσσες, πατώντας στο παρακάτω link για να τις κατεβάσετε ή να τις ζητήσετε τηλεφωνικώς.
- > U kunt de gebruiksaanwijzing in diverse talen downloaden onder de volgende link. Ook kunt u deze telefonisch aanvragen.
- > Ce manuel d'utilisation est disponible aussi en autre langues. Veuillez utiliser le lien suivant pour le télécharger ou demandez-le par téléphone.
- > Bu kullanım kilavuzunu farklı dillerdede aşağıdaki bağlantıdan indirebilir yada telefon ile istiyebilirsiniz.
- > Atsiūsiukite instrukcija lietuvių kalba paspaudę šią nuorodą, arba paskambinę telefonu.
- > A használati útmutatót magyar nyelven a következő linkről tudja tölteni, vagy kérheti telefonon.
- > הפולט ותוא שקבל או אבה קניבל תופסונ תופשה תוארוחל תא דירורל לכות.
- > 여러 언어로 된 본 사용설명서를 다음 링크에서 다운로드하시거나 전화로 요청하실 수 있습니다.
- > Hægt er að sækja þessar notkunarlíðbeiningar á öðrum tungumálum með eftirfarandi tengli eða panta þær símeiðis
- > Ezen kezelési útmutató további nyelveken a következő linken keresztül tölthető le, vagy telefonon megkérhető
- > この取扱説明書はその他の言語でも以下のリンクでダウンロードしていただくことが可能です。またはお電話でお問い合わせいただければご案内申し上げます。
- > Denne brugsanvisning kan du downloade på flere sprog på efterfølgende link eller bestille telefonisk
- > Denna bruksanvisning på andra språk kan du antingen ladda ned från följande länk eller beställa på telefon
- > Цю інструкцію по експлуатації на інших мовах ви можете завантажити за нижчеказаним посиланням на сайт або запросити по телефону



1. hellmut-ruck.de
2. Suchbegriff:
"2947001"
3. Downloads

https://hellmut-ruck.de
<input type="text" value="2947001"/> 

Downloads
> Gebrauchsanweisung



**orochemie GmbH + Co. KG | Max-Planck-Straße 27
DE – 70806 Kornwestheim | web www.orochemie.de
e-Mail info@orochemie.com | fon +49 (0)7154.1308-0**

Vertrieb durch: HELLMUT RUCK GmbH | Daimlerstraße 23 | DE – 75305 Neuenbürg
web hellmut-ruck.de | fon +49 (0)7082. 944 20 | fax +49 (0)7082. 944 22 22

Copyright

© 2023 HELLMUT RUCK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die HELLMUT RUCK GmbH weder kopiert, bearbeitet, vervielfältigt, noch übersetzt werden.