


WELCHE ORTOGRIP professional IST DIE ALTERNATIVE ZU WELCHER VHO-SPANGE?



VHO 0,3 mm mezzo/mini	VHO 0,4 mm hard/mini	VHO 0,4 mm hard/midi	VHO 0,4 mm hard/maxi	VHO 0,5 mm hard/midi	VHO 0,5 mm hard/maxi
--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

ORTOGRIP professional 1, blau	0,3 mm	Action Part der ORTOGRIP deutlich kürzer + kleiner					
ORTOGRIP professional 2, grün	0,35 mm	Unterschiedliche Drahtstärke; Action Part der ORTOGRIP kürzer + kleiner					
ORTOGRIP professional 3, pink	0,35 mm	Unterschiedliche Drahtstärke; ORTOGRIP mit größerem Dach					
ORTOGRIP professional 4, orange	0,4 mm		Action Part der ORTOGRIP etwas länger				
ORTOGRIP professional 5, gelb	0,4 mm				Die unterschiedliche Länge des Action Part reguliert sich durch Biegung der Demutshaltung bei der VHO-Spange		
ORTOGRIP professional 6, weiß	0,5 mm					Action Part der ORTOGRIP etwas länger	Die unterschiedliche Länge des Action Part reguliert sich durch Biegung der Demutshaltung bei der VHO-Spange

